

camlog

CONELOG® titán alap CAD/CAM-hez és CONELOG® szkennelő műcsont

A CONELOG® implantációs rendszer mostantól kiegészül a CAD/CAM-hez használható CONELOG® titán alappal és a CONELOG® szkennelő műcsontokkal. Mindkét termék lehetővé teszi hibrid egyedi műcsontok készítését CONELOG® SCREW-LINE implantátumokra, amely a titán alapból és a kerámia mezostruktúrából áll. A másik új termék a CAMLOG® és CONELOG® ragasztási segédeszköz, amelynek használata megkönnyíti a mezostruktúrák felragasztását a titán alapra, és a CAMLOG® és CONELOG® implantációs rendszerek összes műcsontjához használható.



A CAD/CAM-hez használható CONELOG® titán alap előnyeiről röviden:

- ☑ kónuszos implantátum-műcsont illesztés a pontos erő- és nyomatékátvitel érdekében
- ☑ annak érdekében, hogy optimálisan kialakítható legyen a nyaki rész, függően az implantátum vertikális pozíciójától és a kívánatos nyaki domborulattól, két gingiva magasságban is kapható
- ☑ a csomag tartalmazza a praktikus ragasztási segédeszközt és a műcsont csavart
- ☑ az ismert CAMLOG implantátum-műcsont illesztés felhasználóbarát kezelhetőséget és magasfokú precizitást biztosít
- ☑ a CAD/CAM-hez való CAMLOG® titán alap jól bevált ragasztási geometriájának átvétele lehetővé teszi az előgyártott tömbök alkalmazását
- ☑ CONELOG® műcsont eltávolító eszközzel egyszerű a műcsont oldása.

A CONELOG® szkennelő műcsont előnyeiről röviden:

- önmagáért beszélő geometria, amely a lehető legkisebb méretű toleranciával valamint csavaros rögzítéssel készül; mindez az implantátum pozíciójának pontos digitális meghatározását teszi lehetővé
- azáltal, hogy a műcsont az implantátum vagy a laborimplantátum vállára támaszkodik, a kónuszos implantátum-műcsont illeszkedésből adódható nem kívánatos vertikális pontatlanság kizárt
- az ismert CAMLOG implantátum-műcsont illesztés felhasználóbarát kezelhetőséget és magasfokú precizitást biztosít
- a sterilitásnak köszönhetően abszolút higiéniát garantál és azonnal felhasználható intraorálisan
- a modellen többször felhasználható a nagy kopásállóságú műanyag alapanyagának köszönhetően.

A CAMLOG® és CONELOG® ragasztási segédeszköz előnyeiről röviden:

- 3 az 1-ben:
 1. eszközhasználat nélkül lehet összeilleszteni a műcsontot a laborimplantátummal
 2. megvédi a belső csavarmenetet a homokfúvás okozta sérüléstől
 3. megakadályozza, hogy a ragasztóanyag belefolyjon a belső csavarmenetbe
- mivel a segédeszköz alapanyaga POM, a ragasztóanyag nem ragad hozzá.

A CAMLOG termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója:

LOGINTECH Magyarország Kft.

6726 Szeged, Fő fasor 16-20.

Telefon: +36 62 424 379 Fax: +36 62 424 378

logintech@logintech.hu www.logintech.hu

A CAMLOG a fogászati implantációs rendszerek és a restauratív fogászati termékek piacának vezető vállalata. A sokéves kutatási és fejlesztési tapasztalat, a magas minőségi szabványok, és a partneri kapcsolatra építő ár-érték arány, valamint a gyakorlatközpontú szolgáltatások által a CAMLOG a piac vezető vállalatává vált. A CAMLOG Biotechnologies AG székhelye Basel-ban (Svájc) van. Két saját leányvállalata foglalkozik a CAMLOG termékek Németországi és Svájci forgalmazásával, a CAMLOG termékek forgalmazása pedig a világot behálózó disztribútor hálózaton keresztül történik.